




PROB-VET MAX 100ml

Cena	33,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu



NOWOCZESNY PROBIOTYK

Klasyfikacja - Mieszanka paszowa uzupełniająca w płynie dla gołębi

PROB-VET MAX to płynny probiotyk, opracowany na podstawie najnowszej wiedzy i technologii. W swoim składzie zawiera imponującą ilość wyselekcjonowanych, pozytywnych, żywych kultur bakterii probiotycznych.

Składniki analityczne: (w 1l): popiół surowy 1%, białko surowe 3%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, Na 0,03%, lizyna 0%, metionina 0%.

Skład: (w 1l): Melasa z trzciny cukrowej (7.6.1), chlorek sodu (11.4.1) (NaCl).

Dodatki: (w 1l): Zootechniczne: Subtillis Bacillus (CNCM I-3239/ATCC 6633), Bifidobacterium animalis (CHCC5445/DSM 15954), Bifidobacterium longum (CNCM I-3241/ATCC 15707), Lactobacillus acidophilus (CHCC 3777/DSM 13241), Lactobacillus casei (CNCM DALC I-1247), Lactobacillus bulgaricus (MA 547/3M), Lactobacillus fermentum (DSM 16250), Lactobacillus plantarum (CNCM I-3235/ATCC 8014), Streptococcus lactis (CNCM I-3291/ATCC 7962), Saccharomyces cerevisiae (IFO 0203), Streptococcus thermophilus (CHCC 3021). Liczba żywych bakterii fermentacji mlekowej ogółem $4,7 \times 10^7$ jkt/l i pozostałych bakterii $5,1 \times 10^7$ jkt/l. Nie zawiera substancji modyfikowanych genetycznie.

Zastosowanie:

- wspomaga w trakcie zaburzeń przewodu pokarmowego - biegunka,
- uzupełnia prawidłową, pozytywną florę bakteryjną po kuracji antybiotykowej,
- podnosi odporność u młódków (pierwsze dni życia) i dorosłych gołębi,
- w trakcie lotów, podczas intensywnego wysiłku i cotygodniowego kontaktu z kabiną transportową, niweluje ryzyko rozwoju u gołębi niekorzystnych mikroorganizmów i grzybów,

-
- poprawia apetyt i kondycję.

Instrukcja stosowania:

Podawać **1 ml na 1 litr** wody pitnej (20-25 gołębi) przez okres 3 dni (po kuracji antybiotykowej). Profilaktycznie **0,5 - 1 ml na 1 litr** wody pitnej 2 razy w tygodniu.

PROB-VET MAX można stosować w formie oprysku otoczenia gołębi (6 ml na 1 litr ciepłej wody w spryskiwaczu/atomizerze).
Podając PROB-VET MAX należy jednocześnie zakwaszać wodę, aby osiągnąć optymalne efekty.

Warunki przechowywania:

Przechowywać produkt w **chłodnym** pomieszczeniu.

Po otwarciu butelki, preparat przechowywać w temperaturze 2-8oC.